


Anticorpo Policlonale Anti-Tcea1 Per Wb, Elisa - P23193

Numero articolo: CM0013414



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TCEA1 di alta qualità validato per WB ed ELISA. Rileva il fattore di allungamento della trascrizione S-II umano, essenziale per l'allungamento dell'RNA Pol II oltre i siti di arresto. Ideale per la ricerca sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TCEA1 Rabbit pAb
Note/Alias	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6917
Gene ID	6917
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 75-140 di TCEA1 umano (NP_006747.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P23193
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio