

Anticorpo Policlonale Anti-Tceb2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15370

Numero articolo: CM0015197



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale Anti-TCEB2 convalidato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Bersaglia l'Elongina-B umana, un fattore di allungamento della trascrizione e componente della ubiquitina ligasi. Ideale per la ricerca sulla regolazione genica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	TCEB2 Rabbit pAb
Note/Alias	SIII; TCEB2
Specie	Umana
ID gene	6923
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-118 di TCEB2 umano (NP_009039.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q15370
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio