

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tceb2 Per Wb Ed Elisa - Q15370

Numero articolo: CM0006760



introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo monoclonale di coniglio anti-TCEB2 (clone non specificato) per WB ed ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Essenziale per la ricerca sull'allungamento della trascrizione e sull'ubiquitinazione nello sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-TCEB2
Note/alias	SIII; TCEB2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6923
GeneID	6923
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15370
Peso molecolare	13 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante