


Anticorpo Policlonale Anti-Tcerg1 Per Wb, Elisa - 014776

Numero articolo: CM0014995



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce TCERG1 umano (CA150/TAF2S), validato per Western blot ed ELISA. Ideale per studiare la regolazione dell'elongazione trascrizionale e l'attivazione mediata da Tat dell'HIV-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TCERG1 Rabbit pAb
Note/Alias	Urn1; CA150; TAF2S; TCERG1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10915
ID Gene	10915
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 550-650 di TCERG1 umano (NP_006697.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14776
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio