

Anticorpo Policlonale Anti-Tcf12 Coniglio Per Wb, Elisa - Q99081

Numero articolo: CM0026748



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TCF12 umano (Fattore di trascrizione 12), adatto per WB ed ELISA. Riconosce il TCF12 umano, murino e ratto. Ideale per lo studio della differenziazione neuronale e della regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCF12 Rabbit pAb
Note/Alias	HEB; p64; CRS3; HH26; HTF4; TCF-12; bHLHb20; HsT17266; TCF12
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6938
ID Gene	6938
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 443-682 del TCF12 umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q99081
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio