

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tcf19 Per Wb, Elisa - Q9Y242

Numero articolo: CM0030988

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TCF19 umano (fattore di trascrizione 19). Validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e la regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TCF19 Rabbit pAb
Note/Alias	SC1; TCF-19; TCF19
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6941
GenelD	6941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di TCF19 umano (NP_009040.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y242
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio