

Anticorpo Monoclonale Anti-Tcf1/Tcf7 Per Wb, Elisa - P36402

Numero articolo: CM0002374

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TCF1/TCF7 (TCF-1, P36402) umano. Validato per WB, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della differenziazione dei linfociti T e della via di segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	TCF1/TCF7 Rabbit mAb
Note/Alias	TCF-1; TCF1/TCF7
Specie	Umana
GeneID (Umano)	6932
GeneID	6932
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 150 di TCF1/TCF7 umano (NP_003193.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P36402
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio