

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tcf1/Tcf7 Per Wb, Elisa - P36402

Numero articolo: CM0029034

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TCF1/TCF7, validato per WB e ELISA. Rileva TCF7 umano, di topo e di ratto, un fattore di trascrizione fondamentale per lo sviluppo dei linfociti T. Ideale per applicazioni di immunorilevamento e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TCF1/TCF7 Rabbit pAb
Note/Alias	TCF-1; TCF1/TCF7
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6932
GeneID	6932
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di TCF1/TCF7 umano (NP_003193.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P36402
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio