

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tcf21 (Pod1/Bhlha23) Per Wb Ed Elisa - O43680

Numero articolo: CM0018823

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TCF21 (POD1/bHLHa23), validato per WB ed ELISA. Rileva TCF21 umano e murino, un fattore di trascrizione coinvolto nello sviluppo renale e polmonare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCF21 Rabbit pAb
Note/Alias	POD1; bHLHa23; TCF21
Specie	Umano
ID del gene (umano)	6943
ID del gene	6943
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-100 di TCF21 umano (NP_003197.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	O43680
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio