


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tcf3 Per Wb, Elisa - P15923

Numero articolo: CM0023946



introduzione

TCF3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA, che riconosce TCF3 umano, di topo e di ratto (68 kDa), un fattore di trascrizione coinvolto nel differenziamento delle cellule B e nello sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TCF3 Rabbit pAb
Note/Alias	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21; TCF3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-525 di TCF3 umano (NP_003191.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15923
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio