


Anticorpo Policlonale Anti-Tcf4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15884

Numero articolo: CM0022658



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TCF4 di alta qualità per applicazioni tra cui WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale, della differenziazione neuronale e delle malattie associate a TCF4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCF4 Rabbit pAb
Note/alias	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	6925
ID del gene	6925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 del TCF4 umano (NP_003190.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P15884
Peso della proteina	71 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante