


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tcf4 Per Wb, If/Icc, Elisa - P15884

Numero articolo: CM0014970



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio anti-TCF4 (P15884) è validato per WB, IF/ICC e ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Adatto per lo studio del fattore di trascrizione 4 nella differenziazione neuronale e nella regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TCF4 Rabbit pAb
Note/Alias	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
Specie	Uomo
ID gene	6925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 della TCF4 umana (NP_003190.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P15884
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio