


Anticorpo Monoclonale Anti-Tcf4/Tcf7L2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqb0

Numero articolo: CM0002678



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante che riconosce il fattore di trascrizione umano TCF4/TCF7L2, coinvolto nella segnalazione Wnt. Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Supporta la ricerca sul cancro e sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TCF4/TCF7L2 Rabbit mAb
Note/Alias	TCF4; TCF-4; TCF4/TCF7L2
Specie	Umano
GeneID (umano)	6934
GeneID	6934
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TCF4/TCF7L2 umano (Q9NQB0)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NQB0
Peso Proteico	68 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio