

Anticorpo Policlonale Anti-Tcf4/Tcf7L2 Per Wb, Elisa - Q9Nqb0

Numero articolo: CM0022661



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting TCF4/TCF7L2 (Fattore di trascrizione 7-like 2) per applicazioni Western blot e ELISA. Riconosce TCF4/TCF7L2 umano e murino, un fattore di trascrizione della segnalazione Wnt con ruoli nel cancro e nella manutenzione delle cellule staminali epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TCF4/TCF7L2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TCF4; TCF-4; TCF4/TCF7L2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6934
GeneID	6934
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 124-188 del TCF4/TCF7L2 umano (NP_001354872.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NQB0
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio