

Anticorpo Policlonale Anti-Tcf7L1 Per Wb Ed Elisa - Q9Hcs4

Numero articolo: CM0026326

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TCF7L1 (TCF-3) validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Utile per studi sulla segnalazione Wnt e sulla differenziazione epidermica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TCF7L1 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	TCF3; TCF-3; TCF7L1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83439
GeneID	83439
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-340 di TCF7L1 umano (NP_112573.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HCS4
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio