

Anticorpo Policlonale Anti-Tcirg1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13488

Numero articolo: CM0017664

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TCIRG1 (subunità $\alpha 3$ della V-ATPasi), validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sugli osteoclasti e sui linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TCIRG1 Rabbit pAb
Note/Alias	$\alpha 3$; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10312
GeneID	10312
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di TCIRG1 umano (NP_006010.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13488
Peso Proteico	93 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio