

Anticorpo Policlonale Anti-Tcl1A Per Wb, Elisa - P56279

Numero articolo: CM0017057



introduzione

TCL1A Rabbit pAb validato per WB ed ELISA in campioni umani. Targetizza la proteina 1A della leucemia/linfoma a cellule T, un co-attivatore di AKT coinvolto nella proliferazione e nella sopravvivenza cellulare. Ideale per la ricerca oncologica e l'analisi del tessuto linfoide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCL1A Rabbit pAb
Note/alias	TCL1; TCL1A
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	8115
GeneID	8115
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-114 della TCL1A umana (NP_001092195.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P56279
Peso della proteina	13 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante