

Anticorpo Policlonale Anti-Tcl1B Di Coniglio Per Wb, Elisa - 095988

Numero articolo: CM0016925

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TCL1B di alta qualità convalidato per Western blot e ELISA. Rileva TCL1B umana, murina e ratto (prevista ~15 kDa). Utile per lo studio della segnalazione di proto-oncogeni e delle vie di attivazione AKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCL1B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TML1; SYN-1; TCL1B
Specie	Umano
ID Gene	9623
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-128 di TCL1B umana (NP_004909.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	095988
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio