

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tcn2 (Transcobalamina-2) Per Wb, Elisa - P20062

Numero articolo: CM0029996



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la Transcobalamina-2 (TCN2) umana, adatto per Western blotting e ELISA, con reattività crociata verso la TCN2 di topo. Adatto per la ricerca sul trasporto e il metabolismo della cobalamina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TCN2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	II; TC; TC2; TC-2; TCII; TC II; D22S676; D22S750; TCN2
Specie	Umana
ID gene	6948 (Umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 19-250 della TCN2 umana (NP_001171655.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P20062
Peso proteico	48 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio