

Anticorpo Policlonale Anti-Tcof1 Per Wb Ed Elisa - Q13428

Numero articolo: CM0030197

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TCOF1 umano (proteina Treacle), adatto per Western blot ed ELISA. Supporta la ricerca sulla funzione nucleolare, la regolazione della RNA polimerasi I e la specificazione della cresta neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCOF1 Rabbit pAb
Note/Alias	TCS; MFD1; TCS1; treacle; TCOF1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6949
GenelD	6949
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 659-958 di TCOF1 umano (NP_001008657.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13428
Peso proteico	152kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio