


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tcp1 Alfa Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17987

Numero articolo: CM0007751



introduzione

L'anticorpo monoclonale coniglio anti-TCP1 alfa di CamelBio (P17987) validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la TCP1 alfa umana, una subunità della chaperonina TRiC coinvolta nel ripiegamento proteico e nell'assemblamento del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TCP1 alfa mAb coniglio
Note/Alias	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alfa; TCP-1-alfa; TCP1 alfa
Specie	Umano
GeneID	6950
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della TCP1 alfa umana (P17987))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P17987
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio