


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tcp1 Beta/Cct2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P78371

Numero articolo: CM0005703



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio mirato a TCP1 beta/CCT2 umana (P78371), una subunità della chaperonina TRiC. Validato per WB, IHC-P, ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul ripiegamento proteico e sulla ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | TCP1 beta/CCT2 Rabbit mAb                                                                                                                         |
| Osservazioni/Alias  | CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2                                                                           |
| Specie              | Umano                                                                                                                                             |
| GeneID (Umano)      | 10576                                                                                                                                             |
| GeneID              | 10576                                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Peptide sintetico   Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 436-535 della TCP1 beta/CCT2 umana (P78371). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                                               |
| SWISS               | P78371                                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 57kDa                                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                |