


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tcp1 Beta/Cct2 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P78371

Numero articolo: CM0028257



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a TCP1 beta/CCT2 umano (CCT2), validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoprecipitazione ed ELISA. Rileva TCP1 beta umana e murina. Ideale per la ricerca sul complesso delle chaperonine e sul ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCP1 beta/CCT2 pAb coniglio
Note/Alias	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2
Specie	Umano
GeneID	10576
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 206-535 del TCP1 beta/TCP1 beta/CCT2 umano (NP_006422.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P78371
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio