


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tcp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17987

Numero articolo: CM0015900



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TCP1 umano (CCT-alfa), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva TCP1 umano, di topo e di ratto. Ideale per studi su chaperonine, citoscheletro e ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCP1 Rabbit pAb
Note/Alias	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alfa; TCP-1-alfa; TCP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6950
GeneID	6950
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 307-556 di TCP1 umano (NP_110379.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17987
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio