

Anticorpo Policlonale Anti-Tcta Per Wb, If/Icc, Elisa - P57738

Numero articolo: CM0014143

introduzione

TCTA Rabbit pAb (SWISS: P57738) è un anticorpo policlonale prodotto contro la proteina umana TCTA a lunghezza intera. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per studi su osteoclasti e proteine di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCTA Rabbit pAb
Note/Alias	TCTA
Specie	Umano
GeneID (umano)	6988
GeneID	6988
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-103 del TCTA umano (NP_071503.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P57738
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio