


Anticorpo Policlonale Anti-Tcte1 Per Wb, Elisa - Q5Ju00

Numero articolo: CM0015256



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TCTE1 umano (DRC5), adatto per WB ed ELISA. Riconosce TCTE1 umano, murino e ratto. Utile per investigare la motilità ciliare/flagellare e la funzione N-DRC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCTE1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DRC5; D6S46; FAP155; TCTE1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	202500
GeneID	202500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di TCTE1 umano (NP_872345.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q5JU00
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio