


Anticorpo Monoclonale Anti-Tctp/Tpt1 Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P13693

Numero articolo: CM0006830



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-TCTP/TPT1 di alta qualità, ottenuto da coniglio, validato per WB, IP, IHC-P, ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Riconosce una proteina di 20 kDa coinvolta nel legame del calcio, nella stabilizzazione dei microtubuli e nella regolazione dell'apoptosi. Materia prima IVD per la ricerca e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	TCTP/TPT1 Rabbit mAb
Note/Alias	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
Specie	Umano
GenelD (umano)	7178
GenelD	7178
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TCTP/TPT1 umano (P13693)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P13693
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata