


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tctp/Tpt1 Per Wb E Elisa - P13693

Numero articolo: CM0027395



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting TCTP/TPT1 umano, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del calcio e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | TCTP/TPT1 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Note/Alias          | HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1                                                                                                            |
| Specie              | Umano                                                                                                                                     |
| GeneID (Umano)      | 7178                                                                                                                                      |
| GeneID              | 7178                                                                                                                                      |
| Immunogeno          | Pro proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-172 di TCTP/TCTP/TPT1 umano (NP_003286.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                     |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                 |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                        |
| SWISS               | P13693                                                                                                                                    |
| Peso proteico       | 20kDa                                                                                                                                     |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                        |