


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tctp/Tpt1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P13693

Numero articolo: CM0013801



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a TCTP/TPT1 umano (HRF, p23, fortalina). Immunogene ricombinante (aa 1-172). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con umano, topo. Supporta la ricerca sull'apoptosi, sul legame del calcio e sulla dinamica dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCTP/TPT1 Rabbit pAb
Note/Alias	HRF, p02, p23, TCTP, TCTP/TPT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7178
GeneID	7178
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-172 di TCTP/TCTP/TPT1 umano (NP_003286.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P13693
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio