

Anticorpo Policlonale Anti-Tdg Per Wb E Elisa - Q13569

Numero articolo: CM0026129



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la TDG umana, validato per Western blot e ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e ratto. Ideale per studi sulla demetilazione del DNA e sulla riparazione per escissione di basi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TDG Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	hTDG; TDG
Specie	Umana
GeneID (Umano)	6996
GeneID	6996
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 della TDG umana (NP_003202.3).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13569
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio