

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tdgf1/Cripto Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13385

Numero articolo: CM0018383

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TDGF1 (CRIPTO) umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva TDGF1 umano, murino e ratto. Rilevante per la ricerca sul cancro e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TDGF1 Rabbit pAb
Note/Alias	CR; CR-1; CRGF; CRIPTO; TDGF1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6997
GenelD	6997
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-150 del TDGF1 umano (NP_001167607.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P13385
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio