


Anticorpo Policlonale Anti-Tdo2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P48775

Numero articolo: CM0031041



introduzione

Questo anticorpo policlonale coniglio anti-TDO2 rileva la triptofano 2,3-diossigenasi umana e murina (~48 kDa) ed è validato per le applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per studi sul catabolismo del triptofano e malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TDO2 Coniglio pAb
Note/Alias	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6999
ID Gene	6999
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 del TDO2 umano (NP_005642.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P48775
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio