


Anticorpo Policlonale Anti-Tdo2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P48775

Numero articolo: CM0015297



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TDO2 umano (triptofano 2,3-diossigenasi), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva TDO2 endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del triptofano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale TDO2 di Coniglio
Note/Alias	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	6999
GeneID	6999
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di TDO2 umano (NP_005642.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P48775
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio