

## Anticorpo Monoclonale Anti-Tdp-43/Tardbp Per Wb, Ip, If, Ihc, Chip - Q13148

Numero articolo: CM0003765



### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro TDP-43/TARDBP umano (Q13148). Adatto per WB, IP, IF, IHC, ChIP, ELISA. Reagisce con il mouse e il ratto. Valutato per la ricerca sull'elaborazione dell'RNA e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | TDP-43/TARDBP Rabbit mAb                                                                                                                    |
| Osservazioni/Alias    | ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP                                                                                                                |
| Specie                | Umano                                                                                                                                       |
| GeneID (umano)        | 23435                                                                                                                                       |
| GeneID                | 23435                                                                                                                                       |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 300-400 del TDP-43/TARDB umano (Q13148)) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                       |
| Applicazione          | WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA                                                                                                    |
| Reattività Incrociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                                         |
| SWISS                 | Q13148                                                                                                                                      |
| Peso Proteico         | 45 kDa                                                                                                                                      |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                          |