

Anticorpo Policlonale Anti-Tdp-43/Tardbp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13148

Numero articolo: CM0017958



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TDP-43/TARDBP umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per ricerche sulla biologia dell'RNA, neurodegenerazione e ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	TDP-43/TARDBP Rabbit pAb
Note/Alias	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Specie	Umano
GeneID (umano)	23435
GeneID	23435
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q13148
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio