

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tdp-43/Tardbp Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Rip - Q13148

Numero articolo: CM0017850



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TDP-43/TARDBP umano (Q13148), validato per WB, IHC-P, IP, ELISA e RIP. Reagisce anche con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle malattie neurodegenerative e sulla biologia dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TDP-43/TARDBP Rabbit pAb
Note/Alias	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Specie	Umano
GeneID (umano)	23435
GeneID	23435
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di TDP-43/TARDBP umano (NP_031401.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA, RIP
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q13148
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante