

Anti-Tdp1 Pab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9NuW8

Numero articolo: CM0029956



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce TDP1 (68 kDa) umano e di ratto. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA; l'immunogeno copre gli amminoacidi da 1 a 140. Adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TDP1 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	TDP1
Specie	Umano
ID gene (Umano)	55775
ID gene	55775
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 della TDP1 umana (NP_060789.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9NUW8
Peso proteico	68 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio