


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tdp2 (Validato Ko) Per Wb, Elisa - O95551

Numero articolo: CM0020264



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro TDP2, validato KO. Rileva TDP2 umana e murina (O95551) tramite WB ed ELISA. Adatto per applicazioni di ricerca sulla riparazione del DNA, biologia della topoisomerasi e neurologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] TDP2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EAP2; AD022; EAPII; TTRAP; hTDP2; dj30M3.3; P2
Specie	Umano
GeneID	51567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-200 di TDP2 umana (NP_057698.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O95551
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio