

Anticorpo Policlonale Anti-Tdrd1 Per Wb, Elisa - Q9Bxt4

Numero articolo: CM0015340



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TDRD1 validato per Western blot e ELISA. Cross-reattiva con il mouse. Punta l'antigene cancro/testicolo CT41.1, essenziale per il silenziamento mediato da piRNA dei trasposoni durante la spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TDRD1 Coniglio pAb
Note/Alias	CT41.1; TDRD1
Specie	Umano
GeneID	56165
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-125 di TDRD1 umano (NP_942090.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q9BXT4
Peso Proteico	132kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio