

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tdrd3 Per Wb Ed Elisa - Q9H7E2

Numero articolo: CM0025932



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TDRD3 umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce una proteina impalcatura coinvolta nella coattivazione trascrizionale e nell'assemblaggio dei granuli di stress. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio TDRD3
Note/Alias	TDRD3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	81550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di TDRD3 umano (NP_110421.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9H7E2
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio