

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tdrkh Per Wb, Elisa - Q9Y2W6

Numero articolo: CM0027650



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro TDRKH, adatto per WB ed ELISA. Mostra reattività crociata con umano, topo e ratto. Ideale per investigare la biogenesi dei piRNA e la spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TDRKH Coniglio pAb
Note/Alias	TDRD2; TDRKH
Specie	Umano
GeneID (umano)	11022
GeneID	11022
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-355 del TDRKH umano (NP_001077432.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2W6
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio