

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tdt Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04053

Numero articolo: CM0007716



introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo monoclonale di coniglio anti-TdT (clone A22618) validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Presenta una reattività specifica con la desossinucleotidiltransferasi terminale umana, un enzima nucleare essenziale per la ricombinazione V(D)J.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TdT Rabbit mAb
Note/Alias	TDT; TdT
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	1791
ID del gene	1791
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P04053
Peso della proteina	59kDa
Spedizione	Borsa refrigerante