

Anticorpo Policlonale Anti-Tdt Di Coniglio Per Wb, Elisa - P04053

Numero articolo: CM0029498



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al TdT umano, convalidato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Utile per studiare la ricombinazione V(D)J e lo sviluppo delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TdT Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TDT; TdT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1791
GeneID	1791
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P04053
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio