

Anticorpo Policlonale Anti-Tead1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P28347

Numero articolo: CM0026661



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TEAD1, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla segnalazione Hippo e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TEAD1 Rabbit pAb
Note/Alias	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7003
ID Gene	7003
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 135-215 di TEAD1 umano (NP_068780.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28347
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio