


Anticorpo Policlonale Anti-Tead1 Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - P28347

Numero articolo: CM0014290



introduzione

Anticorpo Policlonale TEAD1 da Coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP con reattività in umano, topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione Hippo, della regolazione della trascrizione e dello sviluppo cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TEAD1 Rabbit pAb
Note/Alias	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	7003
GeneID	7003
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 di TEAD1 umano (NP_068780.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28347
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio