

Anticorpo Policlonale Anti-Tead2 Coniglio Per Wb, Elisa - Q15562

Numero articolo: CM0012961



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting TEAD2 umano (TEF-4), convalidato per WB ed ELISA. Rileva proteina di ~49 kDa. Essenziale per studi sulla via Hippo, proliferazione cellulare e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettaglio
Nome prodotto	TEAD2 Coniglio pAb
Note/Alias	ETF; TEF4; TEF-4; TEAD-2; TEAD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8463
GeneID	8463
Immunogeno	Proteina ricombinante di TEAD2 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q15562
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio