


Anti-Tead3 Rabbit Polyclonal Antibody Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99594

Numero articolo: CM0028006



introduzione

TEAD3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, che riconosce TEAD3 (TEF-5) umano, murino e ratto a 49kDa. È mirato al fattore di trascrizione della segnalazione Hippo per ricerche sulla placenta e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TEAD3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TEF5; TEAD5; TEF-5; DTEF-1; ETFR-1; TEAD-3; TEAD3
Specie	Umano
GeneID (umano)	7005
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 130-330 di TEAD3 umano (NP_003205.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q99594
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio