

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tead4 Per Wb, Elisa - Q15561

Numero articolo: CM0006755



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-TEAD4 per Western blot (WB) ed ELISA per rilevare TEAD4 umano, un fattore di trascrizione chiave della segnalazione Hippo che regola la proliferazione e la migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TEAD4 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	TEAD4; EFTR-2; RTEF1; TCF13L1; TEF-3; TEF3; TEFR-1; hRTEF-1B; fattore di trascrizione dominio TEA 4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7004
ID Gene	7004
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 140-240 del TEAD4 umano (Q15561)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q15561
Peso proteico	34kDa/44kDa/48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio