

Anticorpo Policlonale Anti-Tead4 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q15561

Numero articolo: CM0030880



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting del TEAD4 umano (TEF-3), validato per applicazioni WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via di segnalazione Hippo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TEAD4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TEF3; RTEF1; TEF-3; EFTR-2; TEFR-1; TCF13L1; hRTEF-1B; TEAD4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7004
ID Gene	7004
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-250 del TEAD4 umano (NP_003204.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15561
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio