


Anticorpo Policlonale Anti-Tec Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P42680

Numero articolo: CM0013148



introduzione

Tec Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto contro la proteina ricombinante Tec umana (aa 1-280). Convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA, rileva Tec in campioni di origine umana, murine e ratta, risultando ideale per la ricerca sulla segnalazione immunitaria e sulle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Tec Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PSCTK4; Tec
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7006
GeneID	7006
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 della proteina Tec umana (NP_003206.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P42680
Peso Proteico	74 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio